


<見える化>

細菌の種類、菌数の把握には欠かせません。

一般生菌数、大腸菌群数、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、サルモネラ、酵母・カビ、セレウス菌などの検体用があります。

発色酵素基質により、特定の菌、コロニーを色分けするので細菌の確認が容易にできます。

菌数測定用の乾式培地(食品衛生検査指針2004収載・AOAC認証・MicroVal認証)を使用。



培養器 アズワン製です。

通常 $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、24時間培養します。

一般生菌で48時間と種類により変わります。

カビ、酵母は 25°C で3～7日間培養します。